



AQUASOL Femina

Vaginal Atrophy

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ

Η κολπική ατροφία ενδέχεται να εμφανιστεί σε όλες τις γυναίκες, αλλά είναι πιο συχνή σε εμμηνόπαυσιακές γυναίκες, και η πάθηση μπορεί να είναι ενοχλητική στην καθημερινότητα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κολπική ξηρότητα, αίσθημα καύσου, πόνο και δυσφορία.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy είναι ένας τοπικός ενυδατικός παράγοντας, που ενεργεί ως μεμβράνη επί του κολπικού βλεννογόνου, παρέχοντας ανακούφιση από τα συμπτώματα που συνδέονται με την κολπική ατροφία, όπως η ξηρότητα, το αίσθημα καύσου, ο πόνος και η δυσφορία.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy προσκολλάται στον κολπικό βλεννογόνο, βοηθώντας στον σχηματισμό ενός προστατευτικού φραγμού. Η κατάσταση της κολπικής χλωρίδας βελτιώνεται λόγω της διατήρησης της ενυδάτωσης στους κολπικούς ιστούς.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του κατεστραμμένου ιστού, διεγείροντας τη φυσική υγρασία στον κόλπο, βοηθώντας στη βελτιστοποίηση της κατάστασης του κολπικού ιστού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ AQUASOL Femina Vaginal Atrophy

- Όταν έχετε συμπτώματα κολπικής ατροφίας όπως ξηρότητα, αίσθημα καύσου, πόνο και δυσφορία.
- Όταν θέλετε να προλάβετε την κολπική ατροφία.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy εφαρμόζεται στον κόλπο και την περιβάλλουσα κολπική περιοχή για ανακούφιση από τα συμπτώματα κολπικής ατροφίας.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy μπορεί να εφαρμοστεί και μέσα στον κόλπο με τη χρήση των 5 παρεχόμενων απλικατέρ μιας χρήσης.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy είναι συμβατό με τη χρήση προφυλακτικών από λάτεξ.

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην περίπτωση δυσφορίας στην εξωτερική ευαίσθητη περιοχή, μπορείτε να εφαρμόσετε το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy με το δάχτυλο (πάντα να προσέχετε να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή).

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy έχει ειδικά απλικατέρ, που βιδώνουν επάνω στο σωληνάριο. Αυτά τα απλικατέρ σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε το προϊόν μέσα στον κόλπο. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το σωληνάριο. Πριν από την πρώτη χρήση, τρυπήστε το σωληνάριο με το άκρο του καπακιού.
2. Βιδώστε το απλικατέρ στο άνοιγμα του σωληναρίου.
3. Τραβήξτε το έμβολο για να γεμίσετε το απλικατέρ, πιέζοντας ταυτόχρονα το σωληνάριο, έως ότου σταματήσει το έμβολο (μία δόση).
4. Ξεβιδώστε το απλικατέρ από το σωληνάριο και βρείτε μια άνετη θέση, ώστε να εισάγετε το απλικατέρ μέσα στον κόλπο. Πιέστε απαλά το έμβολο και αδειάστε όλη τη δόση του προϊόντος μέσα στον κόλπο (μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση της κρέμας στην άκρη του απλικατέρ για να διευκολυνθεί η εισαγωγή στον κόλπο).
5. Πετάξτε το απλικατέρ μετά από τη χρήση.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την πρόληψη των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την κολπική ατροφία, εφαρμόστε το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy μία φορά ημερησίως για τουλάχιστον 5 ημέρες.

Για την ανακούφιση από την ξηρότητα και τον ερεθισμό, εφαρμόστε όπως και όταν απαιτείται.

Για την τόνωση της φυσικής υγρασίας του κόλπου, εφαρμόστε το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy κάθε μέρα πριν από τον ύπνο.

Μετά από συνεχή χρήση 30 ημερών, διακόψτε την εφαρμογή τουλάχιστον για μία εβδομάδα πριν ξαναρχίσετε τη θεραπεία.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

Aqua, Cetearyl Olivat, C12-13 Alkyl Lactate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sorbitan Olivat, Dimethicone, Betaine, Paraffinum Liquidum, Butyrospermum Parkii Butter, Hydroxyethylcellulose, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Dimethicone/peg-10/15 Crosspolymer, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Cera Alba, Panthenol, Potassium Sorbate, Sodium Hyaluronate, Tamarindus Indica Seed Polysaccharide, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Disodium Edta, Lactic Acid, Xylitol, Allantoin, Oleyl Alcohol, Glucose, Dipropylene Glycol, Dioscorea Villosa Root Extract, Sodium Carboxymethyl Betaglucan, Sodium Citrate, Glycine Soja Sterols, Tocopherol, Sodium Benzoate, Citric Acid.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, που να προκύπτουν από τη χρήση του AQUASOL Femina Vaginal Atrophy. Ωστόσο, να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα της κρέμας στο εσωτερικό μέρος του αντιβραχίου. Εάν εμφανιστούν κόκκινα σημάδια, συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Ενημερώστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν επιμένουν τα συμπτώματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy προορίζεται για ατομική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άλλα άτομα. Μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε το προϊόν. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο φως και σε θερμοκρασία δωματίου (μεταξύ 5° και 30°C). Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορές. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που εμφανίζεται στη συσκευασία. Κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε εφαρμογή.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Μετά την εφαρμογή ενδέχεται να νιώσετε ένα αίσθημα μυρμηγκιάσης και/ή καψίματος, το οποίο είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς για περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy δεν είναι μικροβιοκτόνο ή φάρμακο.

Σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων ενοχλήσεων, πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με το γιατρό σας.

Το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Το προϊόν δεν είναι σπερματοκτόνο και δεν παρέχει προστασία έναντι της εγκυμοσύνης.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy διατηρεί τη βέλτιστη κολπική οξύτητα και το σπέρμα είναι αλκαλικό, οπότε η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να μειώσει την δραστηριότητα του σπέρματος. Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει επιθυμία εγκυμοσύνης.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που να προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή και χορήγηση κολπικών ενυδατικών κρεμών και οιστρογόνων, είτε από το στόμα ή τοπικά εφαρμοζόμενα. Στην περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.



AQUASOL
Femina
Vaginal Atrophy

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σωληνάριο 30ml με 5 απλικατέρ μίας χρήσης.



Biokosmes s.r.l.– socio unico

Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ΙΤΑΛΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Galenica A.E.

Ελευθερίας 4, 14564, Κηφισιά,

T. 210 5281700

www.aquasolfemina.gr

..... Σύμβολα που προβάλλονται



Σήμανση CE που χορηγείται από τον Κοινοποιημένο Φορέα 0477



Κατασκευαστής



Αποθηκεύετε μεταξύ 5° και 30°C



Δείτε τις οδηγίες για τη χρήση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν



Ημερομηνία λήξης

LOT

Αριθμός παρτίδας